



KM-BACK


RÉSINE ACRYLIQUE 100% DISSOLUBLE

Nouvelle résine d'enrobage à froid by PRESI.



**ÉCHANTILLONS
RARES ET UNIQUES**
sur lesquels un contrôle
doit être réalisé.


1



2

**POLYMÉRISATION
ULTRA-RAPIDE (10-15min)**

Réduction du temps de
préparation de l'échantillon.



RÉSINE 100% DISSOLUBLE

La résine se dissout et
libère l'échantillon.


3



4

L'ÉCHANTILLON « IS BACK »

Récupérez l'échantillon préservé
en intégralité pour le réutiliser à
d'autres fins.



innover.

LA SIGNATURE PRESI. PARTOUT DANS LE MONDE.


PRESI
BE PRECISE.

LA RÉSINE KM-BACK

La résine acrylique KM-BACK a été développée pour récupérer des échantillons rares et uniques qui, après analyses et contrôles, ont besoin d'être préservés dans leur intégralité et réutilisés à d'autres fins (examens ultérieurs type MEB ou MET). Sa dureté est de 83 ShD.

La spécificité de la résine KM-Back réside dans le fait qu'elle se dissout à 100% dans de l'acétone.

RÉF.	DESCRIPTIF
04060	Pack résine KM-BACK (500 CC + 1kg)
04061	Boîte 1kg poudre résine KM-BACK
04062	Flacon 500 CC liquide résine KM-BACK

APPAREIL D'ENROBAGE



L'appareil d'enrobage sous pression permet d'améliorer la qualité de rendu des résines d'enrobage acrylique : plus de **transparence** et moins de **retrait**.



Paramètres de dissolution de la résine avec l'acétone

	AGITATION LENTE		AGITATION INTENSE	
	Temp. amb.	50°C	Temp. amb.	50°C
1g dans 40 ml	45 min	10 min	40 min	8 min
7g dans 60 ml	3h	45 min	2,5h	40 min
27g* dans 100 ml	12h	4,5h	11h	4h

* poids de résine nécessaire pour un enrobage Ø30 mm

S'UTILISE AVEC ...

La résine KM-BACK s'utilise avec les **moules**



Téflon



Silicone



Polyéthylène

...et avec les **accessoires**



Ressorts de maintien



Clips de maintien



Gobelet carton



Gants nitrile

PRESI, C'EST AUSSI...

TRONÇONNAGE



EVO 400

ENROBAGE



Mecapress 3

POLISSAGE



Mecatech 334

DURETÉ ET MICROSCOPIE



Duromètre HZ50-4

CONSOMMABLES



Disques abrasifs



ET PLUS SUR
WWW.PRESI.COM

